

Lyftbyglar


För mobila respektive takmonterade personlyftar.

Samtliga maxlaster som anges gäller lyftbygelns maxlast. Beroende på vilken av leverantörens personlyft lyftbygeln monteras på, anpassas maxlasten efter enhet med lägst maxlast.


OBS! Samtliga lyftbyglar monteras enligt leverantörens anvisningar och kan ej monteras på annan lyft än av leverantören angiven lyft.

Arjo Huntleigh

Box 61, 241 21 Eslöv · Tel: 0413-645 00 · Fax: 0413-645 83




2-punktsbygel "MaxiSky 600" art nr: 700.05495.33
Bredd: 58 cm maxlast: 272 kg
Bygel MaxiSky 600 monteras på taklyft MaxiSky 600




SMALL

2-Punktsbygel Maxi Twin Small
art nr: KTA 82846-24
Bredd: 39 cm Maxlast: 170 kg



MEDIUM

2-Punktsbygel Maxi Twin Medium
art nr: KTA 82845-24
Bredd: 52 cm Maxlast: 170 kg



LARGE

Maxi Twin Large
art nr: KTA 82847-24
Bredd: 67/45 cm Djup: 28 cm, Maxlast: 170 kg



Maxi Sky 440 med integrerad lyftbygel
art nr: LE 00003
Bredd: 60 cm Maxlast: 200 kg

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp · Tel: 0371-58 73 00 · Fax: 0371-58 73 90

Testresultat se nummer 11 eller äldre.



Etac Nova
2-punktsbygel art nr: 81560, 81561, 81562
bredd: 30, 45, 50 cm Maxlast: 250 kg




Etac Nova
4-punktsbygel art nr: 81563
bredd: 50 cm djup: 25 cm Maxlast: 300 kg



Etac Nova
4-punktsbygel art nr: 81564
bredd: 50/25 cm djup: 40 cm
Maxlast: 350 kg

Guldmann Sverige AB

Smålandsgatan 4, 441 57 Alingsås · Tel: 0322-552 90 · Fax: 0322-553 20



2-punktsbygel "Standard" art nr: 21187, 21183
bredd: 53 cm maxlast: 250 kg
2-punktsbygel "Liten" art nr: 21287, 21283
bredd: 40 cm maxlast: 250 kg
2-punktsbygel "Micro" art nr: 21587, 21583
bredd: 30 cm maxlast: 250 kg



H-bygel med centerbygel och sidobyglar
-se nedan. Maxlast: 250 kg

Bygel: 21183, 21283, 21583 monteras på mobil lyft (Samson 2 och 3) GL, GLHD.

Bygel: 21187, 21287, 21587 monteras på taklyft (DH 2000) GH2.

Centerbygel: 21787 monteras på taklyft

Centerbygel: 21783 monteras på mobil golvlyft

Bygel: 21587 (x-small), 21287 (small), 21187 (standard) kombineras med centerbygel 21787 alt. 21783

Human Care HC Sweden AB

Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm · Tel: 08-510 132 00 · Fax: 08-665 35 10




Roamer 5200

Godkänd för 2- alternativt
3-punktsupphängning
Ställbar (fast) bygelbredd:
35, 45, 55 cm
Djup: 36 cm
Maxlast: 220 kg



Singel 5100

Godkänd för 2- alternativt
3-punktsupphängning
Ställbar (fast) bygelbredd:
35, 45, 55 cm
Djup: 36 cm
Maxlast: 220 kg



Singel 5100 Satellit

Fast bygelbredd:
45, 55 cm
Maxlast: 300 kg

Invacare AB

Box 66, 163 91 Spånga · Tel: 08-761 79 90 · Fax: 08-761 81 08



2-punkts lyftbygel "Birdie" och "Flamingo"

Maxlast: 170 kg resp 180 kg.

55 cm, art nr: 1526582-0125

45 cm, art nr: 1526581-0125

35 cm, art nr: 1446274-0125



4-punkts lyftbygel "Birdie" och "Flamingo"

Maxlast: 170 kg resp 180 kg.

Bredd 55 cm, djup 31 cm

art nr: 1526584-0125

Bredd 45 cm, djup 31 cm

art nr: 1526583-0125



Lyftenhet Robin

art nr: ROB. 1BAA013000,

ROB. 1AAA013000,

ROB. 2BAA23000 med framdriftfunktion

Variabel bredd

Maxlast: 200 kg



2-punkts lyftbygel "Robin"

maxlast: 200 kg.

Bredd 35 cm, art nr: 1492967-7012

Bredd 45 cm, art nr: 1492968-7012

Kan vid behov användas till lyftenhet Robin.



4-punkts lyftbygel "Robin"

maxlast: 200 kg.

Bredd 45 cm, djup 31 cm, art nr: 1451870-7012

Kan vid behov användas till lyftenhet Robin.



Tillbehör: Ställbar Breddningsbygel för

fast bygelbredd på Robin - Flexiscope


Bredd: 50, 55, 60, 65 cm

art nr: 1446269-7012


maxlast: 200 kg

Liko AB – A Hill-Rom Company


Nedre Vägen 100, 975 92 Luleå · Tel: 0920-47 47 00 · Fax: 0920-47 47 01




Lyftbygel Standard 450 art nr: 3156001
bredd: 45 cm maxlast: 200/300 kg




Universalbygel 450 art nr: 3156075
bredd: 45 cm maxlast: 300 kg




Lyftbygel Smal 350 art nr: 3156002
bredd: 35 cm maxlast: 200 kg



Universalbygel 350 art nr: 3156074
bredd: 35 cm maxlast: 300 kg




Lyftbygel Bred 670 art nr: 3156012
bredd: 67/45 cm maxlast: 300 kg
djup: 8 cm



Universalbygel 670 Twin art nr: 3156077
bredd: 67/45 cm maxlast: 300 kg
djup: 8 cm

För att underlätta orienteringen i kombinationslistan har Liko valt att minimera antalet artikelrader. Då möjligheten för kombination inte är beroende av lyftselens material och utförande får varje lyftselsmodell endast tre alt. fyra rader för de olika storlekarna Small, M-Slim, Medium och Large. Se förklaring till artikelnummer nedan:

Ex. 3500XX4



Molift AB

Eckbacksvägen 26, 168 69 Bromma · Tel: 08-564 616 51 · Fax: 08-564 616 59



4 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430001/1330003 bredd: 45 cm
djup: 30 cm maxlast: 205/230-255 kg

4 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430002/1330006 bredd: 55 cm
djup: 35 cm maxlast: 205/230-255 kg

4 Punktsbygel för mobilhjullyft Molift Partner
230/255
art nr: 1330002 bredd: 65 cm
djup: 38 cm maxlast: 230-255 kg




2 Punktsbygel för mobilhjullyft Molift Partner
205 art nr: 1430008 bredd: 35 cm
maxlast: 205 kg

2 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430006/1330003 bredd: 45 cm
maxlast: 205/230-255 kg

2 Punktsbygel för mobil hjullyft Molift Partner
205/230-255
art nr: 1430007/1330004 bredd: 55 cm
maxlast: 205/230-255 kg



Portabel taklyftsmotor Molift Nomad 6,5 kg
Integrerad 4-punktsupphängning art nr: 12001
bredd: 43 cm djup: 17 cm
maxlast: 230 kg



Lyftbygel Molift Smart mobil hjullyft art nr: 0010001
bredd: 43 cm djup: 22 cm
maxlast: 150 kg

Pernova Hjälpmedel AB

Drottninggatan 111, 281 48 Hässleholm · Tel: 0451-705 400 · Fax: 0451-705 402



2-punktsbygel "Rund"

Monteras på mobil hjullyft Sole och taklyft Luna.

Bredd: 35 cm art nr: 018-03505, 015-01972

48 cm art nr: 018-03507, 015-01971

58 cm art nr: 018-03508, 015-01970

maxlast: 200 kg

RoMedic AB

Veddestavägen 15, 175 62 Järfälla · Tel. 08-594 773 33 · Fax. 08-594 773 44



SlingBar S Bredd: 35

Art nr: 70200001, Maxlast: 300 kg



SlingBar M Bredd: 45

Art nr: 70200002, Maxlast: 300 kg



SlingBar L Bredd: 60

Art nr: 70200003, Maxlast: 300 kg



Lyftkassett RisePorto Art nr: 50200001

Bredd: 50 cm Maxlast: 200 kg

Bygel Sling Bar S, M och L monteras på

Mobila personlyftar :

Eva 400EE (maxlast 180 kg)

Eva 450EE (maxlast 205 kg)

Eva 600EE (maxlast 270 kg)

På taklyftarna:

Rise450M/T (maxlast 205 kg)


Rise625M/T (maxlast 285 kg)

Lyftbyglar av äldre modeller som utgått i kombinationslistan nr. 12 -

Se äldre utgåvor av kombinationslistan för godkända/icke godkända kombinationer


Testade och godkända resultat - se tidigare utgåvor av kombinationer lyftselar - personlyftar

Arjo Scandinavia AB




4-punktsbygel "Minstrel" art nr: HMA 0001
Bredd: 52 cm Djup: 24 cm
Maxlast: 160 kg
Bygel: HMA 001 monteras på mobil personlyft
Minstrel

Etac AB



Etac Merilift art nr: 81477, 81478, 81479
Bredd: 40, 50, 60 cm Maxlast: 170 kg
Bygel: 81477, 81478, 81481
Monteras på taklyft Merilift LB98 art nr: 81476




4-punktsbygel art nr: 81481
Bredd: 42 cm Djup: 28 cm Maxlast: 170 kg




2-punktsbygel "Jupiter" art nr: 81554
Bredd: 58 cm Maxlast: 180 kg
"Mobil personlyft" art nr: 16020101

Guldmann Sverige AB



4-punktsbygel "X" art nr: 21387, 21383
bredd: 50 cm djup: 53 cm maxlast: 250 kg
21383 monteras på mobil lyft (Samson 2 och 3) GL, GLHD.
21387 monteras på taklyft (DH 2000) GH2.

Human Care Lifts AB



Singel 2100 Godkänd för 2-punktsalternativ
3-punktsupphängning
Bredd: 48 cm Djup: 36 cm Maxlast: 150 kg

Invacare AB



2-punktsbygel art nr: 160029 (55-61 cm), 900158
(42-54 cm), 270191, 160036 (34-43 cm)
Maxlast: 170 kg Bygel: 900158 monteras på
taklyft C 800 MV, C 800 MH



2-punktsbygel "Polstrad" art nr: 6600130
Bredd: 52 cm Maxlast: 160 kg
Monteras på Nilco 3, Nilco Combi och Nilco Sling

Molift AB



Lyftbygel Molift Partner 3 art nr: 003003
Bredd: 55 cm Djup: 35 cm Maxlast: 160 kg